

Produktinformationsblatt

NASARA Kinesiologie Tape

Das kinesiologische Taping hat sich inzwischen als effektive Massnahme in der physiotherapeutischen Behandlung durchgesetzt. Ob im professionellen Sportbereich oder in der Therapie, dieses Tape eignet sich ideal für die verschiedenen Einsatzgebiete. Das Kinesiologie Tape kann über mehrere Tage getragen werden und ist wasserabweisend. Weltweit werden sehr viele Methoden praktiziert, die vom kinesiologischen Taping abgeleitet wurden. Für alle ist das NASARA Tape hervorragend geeignet. Das Original NASARA Kinesiologie Tape - eines der erfolgreichsten und besten Tapes auf dem Weltmarkt.

Bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden, wie Akupunktur, Moxa, Hot Stone und Schröpf-Anwendungen liegt noch kein wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis nach westlichem Standard vor. Dies gilt auch für dieses Produkt

Baumwollmaterial, latexfrei, atmungsaktiv

Thermoplastischer Kleber

Sehr gut verträglich und hoher Tragekomfort


Kostengünstige Patientenbehandlung (5-10 Anwendungen pro Rolle)

Maximale Haftung wird nach 2-3 Stunden erreicht

Wasserabweisend (hält auch beim Baden oder Duschen)

Kann über mehrere Tage getragen werden

Artikelnummer: D6145



Zubehör zum Artikel

D6146 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, orange

D6147 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, gelb

D6148 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, lila

D6149 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, grün

D6152 - Leukotape classic - 2 cm

