

Produktinformationsblatt

NASARA Kinesiologie Tape



Das kinesiologische Taping hat sich inzwischen als effektive Massnahme in der physiotherapeutischen Behandlung durchgesetzt. Ob im professionellen Sportbereich oder in der Therapie, dieses Tape eignet sich ideal für die verschiedenen Einsatzgebiete. Das Kinesiologie Tape kann über mehrere Tage getragen werden und ist wasserabweisend. Weltweit werden sehr viele Methoden praktiziert, die vom kinesiologischen Taping abgeleitet wurden. Für alle ist das NASARA Tape hervorragend geeignet. Das Original NASARA Kinesiologie Tape - eines der erfolgreichsten und besten Tapes auf dem Weltmarkt.

Bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden, wie Akupunktur, Moxa, Hot Stone und Schröpf-Anwendungen liegt noch kein wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis nach westlichem Standard vor. Dies gilt auch für dieses Produkt
 Baumwollmaterial, latexfrei, atmungsaktiv
 Thermoplastischer Kleber

Sehr gut verträglich und hoher Tragekomfort
 Kostengünstige Patientenbehandlung (5-10 Anwendungen pro Rolle)

Maximale Haftung wird nach 2-3 Stunden erreicht
 Wasserabweisend (hält auch beim Baden oder Duschen)
 Kann über mehrere Tage getragen werden



Artikelnummer: D6145

Zubehör zum Artikel

D6146 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, orange

D6147 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, gelb

D6148 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, lila

D6149 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, grün

D6152 - Leukotape classic - 2 cm

