



Produktinformationsblatt

NASARA Kinesiologie Tape

Das kinesiologische Taping hat sich inzwischen als effektive Massnahme in der physiotherapeutischen Behandlung durchgesetzt. Ob im professionellen Sportbereich oder in der Therapie, dieses Tape eignet sich ideal für die verschiedenen Einsatzgebiete. Das Kinesiologie Tape kann über mehrere Tage getragen werden und ist wasserabweisend. Weltweit werden sehr viele Methoden praktiziert, die vom kinesiologischen Taping abgeleitet wurden. Für alle ist das NASARA Tape hervorragend geeignet. Das Original NASARA Kinesiologie Tape - eines der erfolgreichsten und besten Tapes auf dem Weltmarkt.

Bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden, wie Akupunktur, Moxa, Hot Stone und Schröpf-Anwendungen liegt noch kein wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis nach westlichem Standard vor. Dies gilt auch für dieses Produkt

Baumwollmaterial, latexfrei, atmungsaktiv

Thermoplastischer Kleber


Sehr gut verträglich und hoher Tragekomfort

Kostengünstige Patientenbehandlung (5-10 Anwendungen pro Rolle)

Maximale Haftung wird nach 2-3 Stunden erreicht

Wasserabweisend (hält auch beim Baden oder Duschen)

Kann über mehrere Tage getragen werden



Artikelnummer: D6156

Zubehör zum Artikel

D6155 - NASARA Kinesiologie Tape - 5,5 m x 5 cm, beige

D6157 - NASARA Kinesiologie Tape - 5,5 m x 5 cm, türkis

D6158 - NASARA Kinesiologie Tape - 5,5 m x 5 cm, schwarz

D6141 - NASARA Kinesiologie Tape - 32 m x 5 cm, pink

D6152 - Leukotape classic - 2 cm

