

## Produktinformationsblatt

### NASARA Kinesiologie Tape




Das kinesiologische Taping hat sich inzwischen als effektive Massnahme in der physiotherapeutischen Behandlung durchgesetzt. Ob im professionellen Sportbereich oder in der Therapie, dieses Tape eignet sich ideal für die verschiedenen Einsatzgebiete. Das Kinesiologie Tape kann über mehrere Tage getragen werden und ist wasserabweisend. Weltweit werden sehr viele Methoden praktiziert, die vom kinesiologischen Taping abgeleitet wurden. Für alle ist das NASARA Tape hervorragend geeignet. Das Original NASARA Kinesiologie Tape - eines der erfolgreichsten und besten Tapes auf dem Weltmarkt.

Bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden, wie Akupunktur, Moxa, Hot Stone und Schröpf-Anwendungen liegt noch kein wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis nach westlichem Standard vor. Dies gilt auch für dieses Produkt  
Baumwollmaterial, latexfrei, atmungsaktiv  
Thermoplastischer Kleber

Sehr gut verträglich und hoher Tragekomfort  
Kostengünstige Patientenbehandlung (5-10 Anwendungen pro Rolle)

Maximale Haftung wird nach 2-3 Stunden erreicht  
Wasserabweisend (hält auch beim Baden oder Duschen)  
Kann über mehrere Tage getragen werden



**Artikelnummer: D6147**

## Zubehör zum Artikel

- D6145 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, rot
- D6146 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, orange
- D6148 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, lila
- D6149 - NASARA Kinesiologie Tape - 5 m x 5 cm, grün
- D6152 - Leukotape classic - 2 cm

