




Produktinformationsblatt

Lagerungskeil mit Beinmulde

Lagerungskeile werden zur Stützung von Beinen und Armen und zur Lymphdrainage als Lymphkeil eingesetzt. Ob in der Physiotherapie, in der Pflege oder Zuhause, der Lagerungskeil ist das ideale Hilfsmittel. Der weiche Schaumstoff Kern ist mit einem strapazierfähigen Bezug aus Kunstleder überzogen, praxisbewährt, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Der Lymphdrainagekeil wird überwiegend bei der manuellen Lymphdrainage eingesetzt. Durch die spezielle Form und das Material des Lymphkeils, eignet sich das Lagerungskissen als ideales Hilfsmittel. Bei der Ausführung mit Beinmulde ist die Mulde flach eingelassen und daher ideal für unterschiedlich grosse Beine geeignet.

Die Lagerungshilfe gibt es komplett ohne Beinmulde als Beinhochlagerungskeil bzw. Lagerungskeil, mit einer Beinmulde oder mit zwei Beinmulden. Die Ausführung mit einer Beinmulde kann zum Lagern von Armen oder Beinen benutzt werden. Das Kunstleder Material hat eine griffige Haptik, ist sehr strapazierfähig und abriebfest.

Material: skai® Tundra Kunstleder

Raumgewicht: 25

Stauchhärte: 40

Artikelnummer: T3374-02

Zubehör zum Artikel

- T3353-01 - Halbrolle - 50 x 15 x 7,5 cm, blau
- T3356-02 - Dreiviertelrolle - 50 x 15 x 12 cm, rot
- T3360-01 - Rolle - 50 cm, Ø 20 cm, blau
- T3368-01 - Kopfkissen - 40 x 30 x 9 cm, blau
- T3377-02 - Lordosekissen - 40 x 29 x 6 cm rot

